

天津大学分析测试中心

DeltaV Advantage EA-IRMS 送样单

送样日期:

预约号:

送样人信息					
送样人		导师		学院	
邮箱			电话		
样品信息					
	样品 1	样品 2	样品 3		
名称及代号					
样品状态 (固体、液体)					
待测元素大概含量					
测试项目					
C、N 同位素比值测试 (有机固体)					
O、H 同位素比值测试 (水样)					
C、N、O、H 元素百分比测试					
<p>送样要求和注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 固体样品要充分混匀、粉碎过 100 目筛并提前进行烘干处理，固体样品不少于 50mg，液体样品不少于 500ul。 2. 送样前请提前打电话联系测试老师，确认送样信息。 3. 送样前登录大型仪器平台预约并填写送样信息。 4. 试运行期间将对样品数量进行限制，每人每周限送 3 个样品，且必须附送样单，无送样单视为无效，不进行测试，敬请谅解。 					